

PADRÃO DE TROCA DE ARTIGOS MÉDICOS

ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA/VENTILATÓRIA

ARTIGO	PADRÃO DE TROCA	RECOMENDAÇÕES
AMBU	Troca a cada 48h	Após aberto deverá ser acondicionado na própria embalagem. Identificar e datar com fita adesiva. Reprocessamento por Termodesinfecção.
Cânula de traqueostomia descartável	Não há recomendação para troca de rotina. Trocar se houver obstrução por grande quantidade de secreção.	Descartar após desconectar do paciente.
Cânula de traqueostomia metálica	Não há recomendação para troca de rotina.	Reprocessamento por autoclavação
Cânula (tubo) endotraqueal	Não há recomendação para troca de rotina	Descartar após desconectar do paciente.
Cânula de Guedel	A cada 24h ou sempre que houver obstrução	Reprocessamento por peróxido
Cateter de O₂	A cada 24h	Descartar após o uso
Circuitos de ventiladores	Trocar somente quando visivelmente sujo	Após extubação do paciente, realizar a troca do circuito. Proceder com o teste do equipamento, embalar e identificar com fita adesiva. Reprocessamento por Peróxido
Circuitos de CPAP	A cada 7 dias	Reprocessamento por Peróxido
Circuitos de EPAP	A cada 24h	Reprocessamento por Peróxido
Máscara de CPAP e EPAP	A cada 24h	
Máscara de Venturi	A cada 24h	
Pronga nasal (CPAP)	A cada 24h	
Nebulizador simples (inalador) Micronebulizador	A cada 24h	
Sistema fechado de aspiração traqueal (Trach Care)	A cada 07 dias	Descartar após o uso
Sonda de aspiração traqueal (sistema aberto)	Uso único	Descartar após o uso

ELABORADO POR / REVISADO POR: ALAN NEVES / OLIVIA PALMEIRA / HEBERT QUEIROZ, NIARA ARAPIRACA E LEILA SOUZA/ PAULA BEATRIZ SACRAMENTO/ GUSTAVO CARVALHO E LORENA BARROS

APROVADO POR:
RUCELLY FINAMORI

SETOR: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

PADRÃO DE TROCA DE ARTIGOS MÉDICOS

Tubo para aspiração	Uso único	Descartar após uso
Tubo para oxigenoterapia	A cada 24h	Descartar após uso
Filtro higroscópico para ventiladores	A cada 7 dias	Havendo mau funcionamento do condensado do sistema proceder a troca.
Frasco de aspiração	A cada 24 horas	Reprocessamento por Termodesinfecção
Sistema de aspiração semifechado	A cada 7 dias ou quando atingir 2/3 da capacidade	Descartar após uso
Umificador de oxigênio	A cada 24 horas	Reprocessamento por Termodesinfecção
Helmet (Ventilação não invasiva)	Uso contínuo. Trocar se sujidade.	Reprocessamento por oxido de etileno
Máscara Full Face (Ventilação não invasiva)	Uso contínuo. Trocar se sujidade.	Reprocessamento em peróxido de hidrogênio

ARTIGOS DA TERAPIA VENOSA

ARTIGOS	PADRÃO DE TROCA	RECOMENDAÇÕES
Cateter vascular periférico	A cada 96h	Descartar após uso
Cateter venoso central	Não há recomendação para troca de rotina	Descartar após uso
Conector valvulado	A cada 96h	Descartar após uso
Equipo de bureta	A cada 96h	Descartar após uso
Equipo de bomba para infusão contínua	A cada 96h	Descartar após uso
Equipo macrogotas para infusão intermitente	A cada 24h	Descartar após uso
Extensor de bomba perfusora	A cada 24h	Descartar após uso
Equipo de emulsão de lipídios	A cada 24h	Descartar após uso
Equipo de nutrição parenteral	A cada etapa	Descartar após uso
Equipo macrogotas para dieta enteral	A cada 24h	Descartar após o uso
Equipo de sangue e hemoderivados	A cada uso	Descartar após o uso
Equipo e bolsa coletora de diálise peritoneal intermitente	A cada uso	Descartar após o uso
Equipo para infusão de Propofol	A cada 12h	Descartar após o uso
Cateter arterial periférico	Não há recomendação para troca de rotina.	Descartar após o uso
Cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz)	Não há recomendação para troca de rotina.	Descartar após uso

ELABORADO POR / REVISADO POR: ALAN NEVES / OLIVIA PALMEIRA / HEBERT QUEIROZ, NIARA ARAPIRACA E LEILA SOUZA/ PAULA BEATRIZ SACRAMENTO/ GUSTAVO CARVALHO E LORENA BARROS

APROVADO POR: RUCELLY FINAMORI

SETOR: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

PADRÃO DE TROCA DE ARTIGOS MÉDICOS

Equipo de dieta enteral	A cada 72	Descartar após o uso
Dânulas (Torneirinhas)	A cada 96h	Descartar após o uso
Polifix (Conector 2 vias)	A cada 96h	Descartar após o uso
Sistema de monitorização de pressão arterial invasiva e de pressão venosa contínua (Transdutor de pressão)	A cada 96h Realizar a troca do soro de manutenção com o equipo.	Descartar após o uso
Seringa injetora de contraste	A cada 24 h se sujidade, se mau funcionamento ou paciente em precaução de contato	Descartar após o uso

ARTIGOS DE ASSISTÊNCIA UROLÓGICA

ARTIGO	PADRÃO DE TROCA	RECOMENDAÇÕES
Dispositivo urinário externo	A cada 24h	Descartar após o uso
Sonda Vesical de Demora	Não existe indicação para tempo de troca Se necessário troca (p. ex: abertura inadvertida do sistema, obstrução) substituir todo o circuito.	Descartar após o uso
Bolsa coletora de urina (Sistema fechado)	Não existe indicação para tempo de troca. Caso haja necessidade de troca da sonda vesical, substituir o todo o sistema.	Descartar após o uso
* Se a bolsa do sistema fechado estiver conectada ao condom (dispositivo urinário)	A cada 72H	Descartar após o uso
Equipo de irrigação vesical	A cada 96 horas ou ao desconectar da sonda.	Descartar após o uso

ARTIGOS OU DISPOSITIVOS CIRÚRGICOS

ARTIGO	PADRÃO DE TROCA	RECOMENDAÇÕES
Aparelho de barbear	Descartar após o uso	Descartar após o uso em cada paciente.
Lâmina do tricotomizador	Uso único e individual	Descartar após o uso em cada paciente.
Manta Térmica	Uso único e individual	Descartar após o uso

ELABORADO POR / REVISADO POR: ALAN NEVES / OLIVIA PALMEIRA / HEBERT QUEIROZ, NIARA ARAPIRACA E LEILA SOUZA/ PAULA BEATRIZ SACRAMENTO/ GUSTAVO CARVALHO E LORENA BARROS

APROVADO POR: RUCELLY FINAMORI

SETOR: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

PADRÃO DE TROCA DE ARTIGOS MÉDICOS

Drenos (Pen rose e porto vack)	Conforme prescrição médica	Descartar após o uso em cada paciente.
Bolsa de Colostomia (com composição de hidrocoloides)	Seguir recomendação do fabricante: Trocar a cada 5 a 7 dias	Descartar após o uso em cada paciente.
Frasco coletor de dreno torácico	Indeterminado	Realizar a troca do soro conforme avaliação do profissional.

ARTIGOS OU DISPOSITIVOS CIRÚRGICOS

ARTIGO	PADRÃO DE TROCA	RECOMENDAÇÕES
Eletrodo de monitorização cardíaca	Terças e sextas e se necessário	Descartar após o uso

OBSERVAÇÕES:

Todos os dispositivos devem ter identificação da data de instalação, para maior controle de troca e prevenção de infecção;

Remover cateteres desnecessários. A avaliação diária da necessidade de permanência do dispositivo deve ser checada nos hundles multidisciplinares, sendo responsabilidade de toda a equipe assistencial;

Não devem ser trocados cateteres centrais e sondas, a não ser que se verifiquem sinais e sintomas de infecção associada a esses dispositivos (exemplo: secreção visível no local de inserção do cateter, hiperemia, rubor, calor) ou que não tenham sido instalados em ambientes controlados (ex: situações de emergência na comunidade ou ambulância).

ELABORADO POR / REVISADO POR: ALAN NEVES / OLIVIA PALMEIRA /
HEBERT QUEIROZ, NIARA ARAPIRACA E LEILA SOUZA/ PAULA BEATRIZ
SACRAMENTO/ GUSTAVO CARVALHO E LORENA BARROS

APROVADO POR:
RUCELLY FINAMORI

SETOR: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR